

Dictus Band

An orthopedic aid for people
with Foot Drop
Art. No. DS-02

Dear Customer,

Thank you for buying the Dictus Band orthopedic aid. We hope that it will work to your satisfaction. To avoid unnecessary problems and trouble, please read the instructions below carefully before using this orthopedic aid.



Fig. 1

INSTRUCTION

Use

The Dictus Band, an orthopedic aid, is mainly intended for those suffering from foot drop. The active part is a latex elastic band, which keeps the front of the foot in an upward position. (Fig. 1)

Parts

The Dictus Band DS-02 includes: (Fig. 2)

- Ankle Strap, consisting of two layers of leather, closed and tightened with hook and loop straps
- Nylon D Ring
- Latex Elastic Band
- Stainless Steel Hooks
- Mono Hook



Fig. 2

Mounting

The ankle strap is placed on the top of the user's sock (not directly on the skin). The opening and tightening function is managed with the two hook and loop straps. The latex elastic band is looped through the D ring and onto the hooks, which are attached through the shoelace holes (Fig. 3). The distance between the D ring and the hooks determines the lifting ability of the latex elastic band. Position hooks into the shoelace holes to achieve the best performance.



Fig. 3

Alternate Mono Hook attachment

method (Fig. 4)

The mono hook replaces the stainless steel hooks used above and are inserted between the laces and the tongue of the shoe. The plastic hook is positioned along the lacing path. Slip the hook up through the laces at a point that best provides the desired performance. The hook opening should be facing the toe of the shoe. The latex elastic band is simply attached to the extending hook.



Fig. 4

Dictus Band

Un aparato ortopédico para personas que padecen de pie equino.
Art. No. DS-02

Estimado cliente,

Gracias por adquirir el aparato ortopédico Dictus Band. Esperamos que le funcione de manera satisfactoria. Con el fin de evitar problemas y molestias innecesarias le pedimos que lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar este aparato ortopédico.

INSTRUCCIÓN

Uso

El Dictus Band es un aparato ortopédico que está principalmente concebido para aquellos que sufren el padecimiento conocido como pie equino. Su parte activa consiste en una banda elástica de látex que ayuda a mantener levantada la parte delantera del pie. (Fig. 1)

Partes componentes

El Dictus Band DS-02 incluye: (Fig. 2)

- Una correa tobillera compuesta de dos capas de cuero que se cierran y ajustan mediante correas de cierre rápido
- Anillo con forma de D de nylon
- Banda elástica de látex
- Ganchos de acero inoxidable
- Mono Hook

Montaje

La correa tobillera se coloca sobre la parte superior del calcetín (no directamente sobre la piel). Para su apertura y ajuste se utilizan dos correas de cierre rápido. La banda elástica de látex se ata al anillo con forma de D y a los dos ganchos que se fijan en los orificios de los cordones (Fig. 3) La distancia entre el anillo con forma de D y los ganchos determina la capacidad de elevación que proporciona la banda elástica de látex. Coloque los ganchos en los orificios de los cordones que le produzcan el efecto deseado.

Método alternativo de montaje tipo

Mono Hook (Fig. 4)

El Mono Hook remplaza los ganchos de acero inoxidable utilizados arriba y se inserta entre los cordones y la lengua del calzado. El gancho de plástico se coloca a lo largo de los cordones con el gancho hacia arriba y en el lugar que produzca el mejor resultado. La abertura del gancho debe apuntar hacia la puntera del calzado. La banda elástica de látex se pasa entonces por el gancho.

Precautions and Care Advice

When using the Dictus Band, the user should periodically check that all parts are correctly mounted. The latex elastic band has a seam, which should be placed in the middle and top of the locking loop at the D ring. Any other positioning may lead to premature breakage of the latex elastic band. Do not expose the latex elastic band to prolonged direct sunlight, since this will shorten its life. The latex elastic band is subject to normal wear and tear. It should be replaced as necessary, or at least once every three months. A spare latex elastic band is supplied with your original package.



PLEASE OBSERVE

Spare latex elastic bands should be kept in a dark and cool place.

The ankle strap must be cleaned with a damp cloth only. No other cleanser is to be used.

The user should also assure that the D ring, hook and loop straps and fastening hooks are always in good condition.



WARNING!

There is a risk of falling if the latex elastic band or any other part breaks or comes loose, causing the foot to no longer stay in an upward position.

Spare Parts

Spare elastic bands and fastening hooks can be ordered from your retailer.

Warranty

The Dictus Band DS-02 comes with a 1 (one) year warranty by Erimed International KB. The warranty is granted only if the user has followed the instructions and care advice and not exposed the Dictus Band to exceptional strain.



PLEASE OBSERVE

The Dictus Band package includes small parts which should be kept away from small children.

This product is not a toy.

The Dictus Band must not be used for purposes other than those described in this product's operation instructions.



Precauciones y recomendaciones de mantenimiento

Cuando se utiliza el Dictus Band el usuario debe verificar periódicamente que todas las partes se encuentren colocadas correctamente. La banda elástica de látex tiene una costura que debe ser colocada en la parte media superior del anillo con forma de D. Si se coloca la costura de la banda elástica de látex en cualquier otra posición se podría contribuir a que se deteriore ó rompa de manera prematura. No debe exponer la banda elástica de látex a los rayos del sol por un largo período de tiempo ya que eso reduce su vida útil. La banda elástica de látex sufre deterioro normal debido al uso por lo que debe ser remplazada según sea necesario ó al menos cada tres meses. Incluimos una banda elástica de látex de repuesto en el paquete original.

TENGA EN CUENTA

Se deben mantener las bandas elásticas de látex de repuesto en un lugar oscuro y fresco.

La correa tobillera tiene que limpiarse solamente con un paño húmedo. No se debe utilizar ningún otro tipo de limpiador.

Además, el usuario debe asegurarse de que el anillo tipo D, los ganchos y el resto de los accesorios se mantengan siempre en buenas condiciones.

¡ADVERTENCIA!

Existe riesgo de caída en el caso en que la banda elástica de látex se rompa ó se afloje y haga que el pie pierda su posición inclinada hacia arriba.

Componentes de repuesto

Puede ordenar bandas elásticas de látex y ganchos de repuesto a su revendedor.

Garantía

El Dictus Band DS-02 viene con 1 (un) año de garantía proporcionada por Erimed International KB. La garantía se otorga siempre y cuando el usuario haya seguido las instrucciones y recomendaciones de mantenimiento aquí incluidas y no haya expuesto el Dictus Band a una tensión excesiva.

TENGA EN CUENTA

El paquete con el Dictus Band incluye componentes pequeños que se deben mantener alejados de los niños.

Este producto no es un juguete.



PO Box 302 250
North Harbour
Auckland

0800 31 61 81
www.alliedmedical.co.nz LIMITED